



## FICHA TÉCNICA

**Nome técnico:** Máscara Tripla.

**Nome Comercial:** Máscara Cirúrgica Descartável.

**Descrição do produto:**

- ✓ Confeccionada com uma camada interna de SMMMS 50 g, duas camadas de TNT 20 g, com 3 pregas e alças de elástico.
- ✓ Com clipe nasal que permite o ajuste ao contorno do nariz e bochechas.
- ✓ Com fixador auricular em elástico resistente e confortável.
- ✓ Produto de uso único, não estéril.
- ✓ Cor branca.
- ✓ Valide de 3 anos a partir da data de fabricação.

**Produto confeccionado seguindo as normas da ABNT NBR 15052-2004** ✓ Ensaio Técnico de aprovação realizado pelo Laboratório Nelson Labs.

- ☐ Laudo Técnico EFP 98,6% (exigência legal  $\geq 98,0\%$ )
- ✓ Ensaio Técnico de aprovação realizado pelo Laboratório de Análises Medlab.
  - ☐ Laudo Técnico BFE 99,4% (exigência legal  $\geq 95,0\%$ )
- ✓ Ensaios Técnicos realizados pelo Laboratório IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas.
  - ☐ Dimensões; (exigência legal, largura mínima  $\geq 175\text{mm}$  – nosso 175mm, comprimento  $\geq 90\text{mm}$  – nosso 101mm, clipe nasal  $\geq 130\text{mm}$  – nosso 161mm, elásticos  $\geq 100\text{mm}$  – nosso 122mm) possui elemento filtrante;
  - ☐ Determinação da pressão diferencial (respirabilidade); (exigência legal  $\leq 4\text{mmH}_2\text{O}$  – nosso 0,31)
  - ☐ Determinação da tração das amarras e dos fixadores; (exigência legal  $\geq 11,3\text{N}$  – nosso 17,75N) Repelência a fluidos; (resistente a passagem de fluidos)
- ✓ Ensaio Técnico realizado pelo Laboratório de Análises ICARE MEDLAB.
  - ☐ Irritabilidade Dérmica Primária; (a amostra avaliada foi considerada não irritante)

**Nosso atestado de capacidade técnica é fornecido pelo hospital FUNDHOSPAR de Cianorte-PR, que atende uma região de aproximadamente 180 mil pessoas.**

**Embalagem:**

- ☐ Caixa com 50 unidades.

**Indicações:**

M TESTA ATACADO LTDA  
43.044.418/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9090430340  
VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 Cianorte-PR  
44-3629-1275

- ✓ Material de uso individual, para proteção contra fluidos e contaminação através de partículas ou secreções.

**Precauções e Advertências:**

- ✓ Não usar se a embalagem estiver violada ou danificada ou apresentar algum tipo de sujidade.
- ✓ Armazenar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.
- ✓ Produto de uso único, proibido o reprocessamento ou reutilização.
- ✓ Higienizar as mãos antes e após o uso.



M TESTA ATACADO LTDA  
43.044.418/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9090430340  
VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 Cianorte-PR  
44-3629-1275

